

# 甘油明胶封片剂

产品货号: G2023

产品规格: 10ml/50ml

## 产品简介:

甘油明胶封片液(Glycerol Jelly Mounting Medium)是一种参考经典的Kaiser方法配制的水性封片液, 但经过改良, 不再含剧毒苯酚, 可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。

本甘油明胶封片液中的主要有效成分为明胶和甘油。

## 产品内容:

产品名称	规格	保存温度
甘油明胶封片剂	10ml/50ml	-20℃

## 使用说明:

封片液在温度较低时呈固态, 使用前须在37-50℃温育, 并在完全溶解后使用。

### 1. 贴壁细胞样品:

- 染色完毕后, 吸尽液体。
- 滴一滴甘油明胶封片液于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。
- 随后即可通过显微镜观察样品。

### 2. 组织切片:

- 染色完毕后, 吸尽液体。
- 滴一滴甘油明胶封片液于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。
- 随后即可通过显微镜观察样品。

### 3. 其它样品:

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

## 注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 保存条件:

-20℃保存, 一年有效。短期使用可放2-8℃。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com